



BiPAP Synchrony



Melhorar uma coisa boa como o BiPAP Synchrony não é fácil quando este já possui AVAPS (Suporte de Pressão Garantida de Volume Médio) o qual garante ventilação apropriada para o seu paciente durante o processo da doença; o comprovado BiPAP Digital Auto-Trak™ Sensitivity da Respronics; RiseTime™ ajustável; e alarmes integrados. Mas nós conseguimos. BiPAP Synchrony agora possui uma nova plataforma menor e está disponível com umidificação aquecida integrada e SmartCard® com Encore®Pro.

Especificações Técnicas - Exatidão de Controle

Parâmetro	Faixa	Exatidão da Pressão (Estática)	Exatidão da Pressão (Dinâmica)
IPAP	4 a 30 cm H ₂ O	+/- 2 cm H ₂ O das configurações	+/- 5 cm H ₂ O das configurações
EPAP	4 a 25 cm H ₂ O	+/- 2 cm H ₂ O das configurações	+/- 5 cm H ₂ O das configurações
CPAP	4 a 20 cm H ₂ O	+/- 2 cm H ₂ O das configurações	+/- 5 cm H ₂ O das configurações

Parâmetro	Faixa	Exatidão
AVAPS		
IPAP Min	Da EPAP a IPAP Max	
IPAP Max	De IPAP MIN a 30 cm H ₂ O	
Vte Alvo	De 200 ml a 1500 ml	
Alarme	Vte Baixo (pode ser desabilitado)	
Frequência Respiratória	0 a 30 BPM (PC e S/T)	Acima de 1 BPM ou +/- 10% da configuração quando determinado acima de um período de quatro minutos.
	4 a 30 BPM (T)	
Inspiração Cronometrada	0,5 a 3,0 seg	+/- 0,10% da configuração + 0,1 seg
Tempo de Elevação	100 a 600 mseg	+/- 25%
Duração da Rampa	0 a 45 min	+/- 10% da configuração